

erimed



Beställningsedel College Park *Tres fot*

Ortopedingenjörrens namn: _____

OTA adress: _____

Tele: _____ Fax: _____

Patientuppgifter

Namn: _____

Har tidigare gått på: _____

En färg knapp på toppen av fot pyramiden indikerar fot styvheten.
Styvhet: Mjuk (gul), Medel (röd) och Hård (blå)

Tres fot matchning		
Vikt kg	Aktivitets nivå	Styvhet
<55	Låg till medel	Mjuk (gul)
56-64	Låg	Mjuk (gul)
56-64	Medel	Medel (röd)
65-73	Låg till medel	Medel (röd)
74-82	Låg	Medel (röd)
74-82	Medel	Hård (blå)
83-100	Låg till medel	Hård (blå)

Höger storlek: _____ Styvhet: Mjuk (gul) Medel (röd) Hård (blå)

Vänster storlek: _____ Styvhet: Mjuk (gul) Medel (röd) Hård (blå)

Röradapter 30 mm (tillval)
Rör med adapter 30 mm (tillval)

Tillbehör: _____

erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge

Tel 08- 449 56 50, Fax 08- 646 47 67

info@erimed.se, www.erimed.se

P1D rev. 1