



## BELLA

En fin sandal i rosa nubuck med blom-mönstrade detaljer. Sandalen har en stabil bakkappa och 3 kardborrband för god applicering. Sulan är gjord i EVA och gummi.



## BELLA

- 3 st kardborrband, 2 st med vändsölja och ett ovanpåliggande
- *Material:* Nubuck läder
- EVA-sula med slitsula av gummi

### *Artikelnummer*

Normal: 450405-0XX

Antivarus: 450400-0XX

### *Storlek*

Normal: 18-33

Antivarus: 18-30

Läst: L6

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)

[order@erimed.se](mailto:order@erimed.se), +46 (0)8 449 56 50





## BELLA

**BELLA, L6-LÄST.** Angivet i mm

Storlek	A Längd	B Bredd	C Ball
18	118	51	141
19	124	52	146
20	131	54	151
21	137	56	155
22	143	57	160
23	150	59	164
24	156	61	169
25	162	62	173
26	168	64	177
27	175	66	182
28	181	67	186
29	187	69	191
30	194	71	198
31	200	72	200
32	206	74	204
33	212	76	209

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)

[order@erimed.se](mailto:order@erimed.se), +46 (0)8 449 56 50

