



## ZANDER

En tuff trekking-sandal i svart läder med grå detaljer och Vibram sula. Sandalen har en stabil bakkappa och 2 kardborrband med vändsölja för god applicering.

Zander har långa kardborrband (kan klippas) som gör att skorna passar både för normal och ortos.



## ZANDER

- 2 st kardborrband med vändsölja
- *Material:* Läder
- Löstagbara inlägg
- Trekking-sula i Vibram

Artikelnr: 441005-0XX  
Storlek: 27-40  
Läst: MZ/LZ

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)  
order@erimed.se, +46 (0)8 449 56 50





## ZANDER

ZANDER, MZ/LZ – NORMAL/ORTOS. Angivet i mm

| Storlek | A<br>Längd | B<br>Bredd | C<br>Ball MZ/LZ |
|---------|------------|------------|-----------------|
| 27      | 173        | 66         | 180-200         |
| 28      | 179        | 68         | 186-206         |
| 29      | 186        | 70         | 192-212         |
| 30      | 193        | 72         | 196-216         |
| 31      | 198        | 74         | 200-220         |
| 32      | 205        | 75         | 205-225         |
| 33      | 212        | 77         | 210-230         |
| 34      | 219        | 79         | 216-236         |
| 35      | 230        | 82         | 220-240         |
| 36      | 239        | 84         | 225-245         |
| 37      | 245        | 87         | 230-250         |
| 38      | 252        | 90         | 235-255         |
| 39      | 261        | 92         | 240-260         |
| 40      | 268        | 94         | 245-265         |

[www.erimed.se](http://www.erimed.se)  
order@erimed.se, +46 (0)8 449 56 50

