



2025

BARNSKOR OCH INLÄGG

för ortopedisk individuell anpassning.



Vårt syfte – det som motiverar oss, ger vägledning och skapar mening.

Att möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv är något som varit Erimed's vision ända sedan starten på 1980-talet. Denna grundläggande och starka drivkraft är något som genomsyrar vår verksamhet än i dag, och vi fortsätter envetet att utveckla innovativa lösningar och samarbeta med tillverkare och kunder för att ta fram produkter som bidrar till att möjliggöra för barn och vuxna att kunna leva det liv de vill.

I denna broschyr presenterar vi merparten av vårt barnsko-sortiment samt barninlägg, där huvuddelen också lagerförs. Flera av de produkter som erbjuds med "begränsat lager" kan ni också erhålla till reducerat pris. För mer information rekommenderar vi också vår hemsida där ni enkelt kan selektera fram aktuellt sortiment. På hemsidan finner ni också information om hur man beställer specialtillverkade individanpassade skor från vår samarbetspartner Nimco.

Om ni önskar se lagersaldo har ni möjlighet att få en egen inlogg till vår Web-plattform.

Där kan man se aktuellt saldo på alla våra barnskomodeller. Det gör att ni kan se om vi har önskad vara i rätt storlek på lager, eller finna ett jämförbart alternativ – allt för att underlätta er dialog med brukaren. Om det bara finns enstaka par av önskad sko i saldo så rekommenderar vi att ni kontaktar oss direkt så lägger vi undan den till er. Saldot på Web-plattformen uppdateras en gång per dag. Kontakta oss på info@erimed.se om detta önskas.

Då sortimentet förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen. Vi kan även ha enstaka storlekar av tidigare modeller (som inte finns i denna broschyr) kvar i lager.

För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker www.erimed.se eller kontaktar oss på order@erimed.se alternativt **Tel +46 8 449 56 50**.

Barnskor från Erimed

Vi har lång erfarenhet från utveckling och tillverkning av barnskor för ortopediska ändamål, och vi kan idag erbjuda ett mycket brett barnskosortiment med många olika modeller samt flertalet olika läster samt lästtyper – allt för att användaren med hjälp av en ortopedingenjör skall få så optimalt anpassade skor som möjligt.

Våra tillverkande enheter för barnskor

Vi är stolta över våra samarbeten med ett flertal för oss mycket viktiga fabriker och dess personal. Deras engagemang, lyhördhet och hantverksmässiga kunskaper gör det tryggt för oss att säga till er – våra kunder – att vi erbjuder det bästa.

Fabrikerna tillverkar skor till oss i små volymer och vi kräver mycket av dem. Men vi gör det för alla de fantastiska barn som i slutänden blir så glada över sina fina skor, som anpassade hos en skotekniker helt enkelt blir "världs-bäst", för just dem.

Vilka olika läster finns och vad skiljer dem åt?

Alla våra barnskor är utvecklade för att möjliggöra individanpassningar och inlägg.

Vi har fyra olika lästgrupper. MT är normalstora läster, DV är läster med normal-form men antivarus-korrektion. LO är våra ortosläster, och en Korsett-läst är en normalläst med bilaterala förstärkningar.

Lästgrupperna indelas i sin tur lästvarianter då lästerna inom grupperna har olika form.

MT-Normal är lite större i sitt omfång än AK-Normal och L6-Normal. AK-Normal är rak medialt och har minst ballmått. Därtill har vi även två smalare normalläster som i sin form liknar MT-Normal respektive AK-Normal – vi kallar dem "Slim". Ortos-läster är skor med extra volym. FR-Ortos är lite mindre i storleksjämförelse än LO-Ortos.

Nedan finner du en översiktstabell över våra modeller och vilka läster de finns i. Det finns några modeller angivna inom parentes i nedan lästtabell men inte med bild i broschyren. Dessa finns kvar i enstaka storlekar till reducerat pris i vårt sortiment. Vid intresse kontakta oss.

Lästtabeller och lästernas former, samt förstärkningar, återfinns på de sista sidorna i broschyren.

Symbolförklaring



Vattentät

Läst-grupp	Läst och beskrivning	Lästtabell nummer	Sandaler	Sportskor	Vinterskor
MT	MT – Slim	1	Camel Slim		
MT	AK – Slim	2	Kiwi Slim		
MT	MT – Normal. God volym	3	Buggy, Juno, Vilde, Lee, Barby, Camel, (Fia, Billy)	Spirit, Alice, Noa, Kim, Ted, Street	Buzz, Loke, Joy, Cody
MT	AK – Normal. Smalare än MT, rak medialt	4	Kiwi, Koala, Chili		
MT	L6 – Normal A. Smalare än MT och AK	5	Jordan, Bella, Pixi, (Molly)		
MT	L6 – Normal B. Smalare än MT och AK	6		Lace, Donnie, Daisy	
MT	L6 – Normal C. Smalare än MT och AK	7		Bobbie	
MT	SA – Normal. God volym	8			Denver
MT/LO	MZ/LZ – Normal/Ortos. God volym, kan användas till både normal och ortossko. Långa karborrband som kan klippas av.	9	Zander		
LO	LO – Ortos. Mycket god volym	10	Kiwi, Yoda, Koala	Spirit, Street, Ted	Buzz, Loke, Joy, Cody
LO	FR – Ortos. Mindre ball än LO – Ortos	11		Frenchy	
DV/AV	AK – Antivarus. Smalare än MT	12	Kiwi, (Chili)		
DV/AV	MT – Antivarus. God volym	3	Barby, (Camel), (Buggy)	Spirit, Alice, Ted (Street)	Buzz, Loke, Dolomiti
DV/AV	L6 – Antivarus. Smalare än MT och AK	5	Jordan, Bella, (Molly)		
Korsett	L6 – Korsett. Smalare normalläst med förstärkningar	6	Corso		
Korsett	AK – Korsett. Smalare normalläst med förstärkningar	4	Kiwi, Koala		

SKOMODELL/NAMN	1 – Flexibel	2	3	4	5 – Rigid
Frenchy	✓				
Lace, Donnie, Daisy, Denver, Zander,		✓			
Kiwi, Koala, Chili, Bobbie, Yoda, Corso, Buggy, Ted, Street			✓		
Camel, Juno, Lee, Vilde, Barby, Bella, Jordan, Molly, Pixi, Fia, Billy, Noa, Kim, Alice, Spirit, Buzz, Joy, Cody, Loke				✓	

SANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Bella

Fin sandal i rosa nubuck med blom-mönstrade detaljer. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
450405-0XX / L6-Normal (5). Storlek 18-33.
450400-0XX / L6-Antivarus (5). Storlek 18-30.



Jordan

Snygg sandal i blått och vitt läder. Stabil bakkappa, klippbara velcrobånd, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
452005-0XX / L6-Normal (5). Storlek 18-32.
452000-0XX / L6-Antivarus (5). Storlek 18-32.



Camel Slim

Stilren sandal i naturfärgad/beige nubuck, samt fin märksdetalj. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
450709-0XX / Slim (1). Storlek 16-25.



Pixi

Tuff sandal med täckt tå i skön grön nubuck och gula detaljer. Stabil bakkappa, fullt öppningsbar, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
455805-0XX / L6-Normal (5). Storlek 20-33.

SANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



Kiwi

Stilren sandal i svart läder med tygdetaljer i bakkappan. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

451720-0XX / AK-Slim (2). Storlek 18-28.

451705-0XX / AK-Normal (4). Storlek 18-38.

451708-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 18-38. ○

451700-0XX / AK-Antivarus (12). Storlek 18-38.

451709-0XX / AK-Korsett (4). Storlek 19-29. ○



Koala

Fin sandal i mörkblått läder med tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

453205-0XX / AK-Normal (4). Storlek 18-38.

453208-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 21-38. ○

453209-0XX / AK-Korsett (4). Storlek 23-34. ○



Chilli

Tuff röd sandal i rött läder och canvastyg samt tygdetaljer. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, PU-sula.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

451105-0XX / AK-Normal (4). Storlek 18-35.



Buggy

Tuff marinblå sandal i läder med röda detaljer. Lägre skafthöjd. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, gummi-sula.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

410205-0XX / MT-Normal (3). Storlek 16-25.

SANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



Corso

Snygg mycket stabil sandal i svart nubuck och läder med mörkgröna stickningar. 2 vändsöljor, Stabil bakkappa – korsettförstärkning. PU-sula.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
450809-0XX / L6-Korsett (6). Storlek 28-38.



Zander

Tuff trekking-sandal i svart läder med grå detaljer. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, rejäl trekking-sula i Vibram och löstagbart inlägg. Långa velcroremmar (kan klippas) som gör att skon passar både för normal och ortos.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
441005-0XX / MZ/LZ-Normal/Ortos (9). Storlek 27-40.



Vilde

Tuff sandal i nubuck och läder med fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
452405-0XX / MT-Normal (3). Storlek 23-30, 32-38. ○



Juno

Stabil och somrig sandal i nubuck och läder med ljusa färger inspirerade av lugn och harmoni. Innerfoder av microfiber, stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
452605-0XX / MT-Normal (3). Storlek 23-36, 38. ○

SANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



Lee

Tuff stabil sandal i nubuck och läder samt innerfoder av microfiber. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

452505-0XX / MT-Normal (3). Storlek 25, 27, 29-30, 32, 34-38. ○



Camel

Stilren sandal i naturfärgad/ beige nubuck, samt fin märksdetalj. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

450705-0XX / MT-Normal (3). Storlek 27-31, 35, 37. ○



Barby

Fin rosa sandal i nubuck samt blom-märke. Stabil bakkappa, 3 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

450505-0XX / MT-Normal (3). Storlek 22-23, 29-30. ○
450500-0XX / MT-Antivarus (3). Storlek 23-25, 28-32. ○



Yoda

Sandal med stor volym för Ortos-användare. Grå/Svart nubuck och skinn. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

452208-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 20-22, 24-30, 35, 38, 41. ○

SPORTSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



Bobbie

Tuff sportsko i svart läder och textil med vattenresistent membran (Respilon) och bälgplös. Skon har en vändsölja och elastiska snören samt stor öppningsmöjlighet. Stabil bakkappa, löstagbar fotbädd och sula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
451305-0XX / L6-Normal (7). Storlek 28-42.



Spirit

Stilren sportsko i svart läder och mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
460705-0XX / MT-Normal (3). Storlek 18-38.
460718-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 23-42.
465700-0XX / MT-Antivarus (3). Storlek 18-38.



Alice

Stilren sportsko i vitt och rosa läder samt mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
465205-0XX / MT-Normal (3). Storlek 18-35.
465200-0XX / MT-Antivarus (3). Storlek 18-20, 25-27, 29-30. ○



Frenchy Black Leather & Frenchy Blue Sky

Tuff streetsko i läder respektive ljusblå textil. Tillåter stor volymförändring i fötterna eller där ortos behöver få plats. Snörning och dubbla dragkedjor som möjliggör mycket stor öppning. Löstagbar innersula, god komfort och vadderad plös.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
Black Leather 493299-0XX / FR-Ortos (11). Storlek 25-44.
Blue Sky 493299-5XX / FR-Ortos (11). Storlek 25-40.



Lace

Tuff och snygg streetsko i blå nubuck samt vattenresistent membran (Respilon). Dragkedja medialt och snörning. 4 olika färger på snören medföljer, så att användaren kan välja fritt och variera sig. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
453005-0XX / L6-Normal (6). Storlek 28-40.

SPORTSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



Donnie & Daisy

Unik luftig streetsko i blå respektive rosa nubuck och textil. 2 vändsöljor och stor öppningsmöjlighet. Stabil bakkappa och street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

Donnie 452805-0XX / L6-Normal (6). Storlek 20-34.

Daisy 452905-0XX / L6-Normal (6). Storlek 20-34.



Noa

Tuff sportsko i nubuck, läder och mesh, samt fina färger inspirerade av skog och mark. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

453405-0XX / MT-Normal (3). Storlek 23, 25-26, 28-34. ○



Kim

Tuff sportsko i nubuck, läder och mesh samt innerfoder av mikrofiber. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, EVA-sula med slitsula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

453505-0XX / MT-Normal (3). Storlek 25-31, 34, 36-38. ○



Ted

Fin sportsko i vitt skinn med mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

461805-0XX / MT-Normal (3). Storlek 20-21, 23-25, 27-30, 32-40. ○

461808-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 23-40. ○

461800-0XX / MT-Antivarus (3). Storlek 20-21, 23-26, 28-30, 33-35, 37-38. ○



Street

Tuff sportsko i svart skinn med vita detaljer och mesh i plösen. Stabil bakkappa, 2 vändsöljor, street-sula i gummi.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

472605-0XX / MT-Normal (3). Storlek 28-31, 34, 36. ○

472608-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 28-40. ○

VINTERSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



Buzz

Mycket fin vinterkänga i svart läder med silver och orange grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

441605-0XX / MT-Normal (3). Storlek 20-38.

441608-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 20-38.

441600-0XX / MT-Antivarus (3). Storlek 20-30.



Joy

Mycket fin vinterkänga i svart läder med rosa och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

440605-0XX / MT-Normal (3). Storlek 20-34.

440608-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 20-34.



Loke

Mycket fin vinterkänga i svart nubuck och kraftig mörkgrå filt. Tre velcroremmar och kraftig gummisula. Skönt teddyfoder, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):

446605-0XX / MT-Normal (3). Storlek 22-40.

446608-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 22-38.

446600-0XX / MT-Antivarus (3). Storlek 22-38. ○



100% WATERPROOF



RECYCLABLE & RECYCLED



100% WINDPROOF



PFC-FREE



OPTIMALLY BREATHABLE



PTFE-FREE



DURABLE



CO2 NEUTRAL

VINTERSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



Denver

Tuff vinterkänga i brun nubuck, ullfoder, bälgplös samt vattenresistent membran. 2 velcro-remmar med vändsölja samt reflexer. Stabil hälkappa och slitsula av gummi samt slaskkant. Tunn löstagbar innersula.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
306494-0XX / SA-Normal (8). Storlek 31-40.





Cody

Mycket fin vinterkänga i svart läder med blått och svart grovt tyg. Gummerad slask-kant, två velcroremmar, reflexer och kraftig gummisula. Varmfodrad, stor öppning, bälgplös samt Sympatex membran.

Artikelnummer/Läst (lästtabellnummer):
442605-0XX / MT-Normal (3). Storlek 28-29, 31-34. ○
442608-0XX / LO-Ortos (10). Storlek 23-28, 30-34. ○




SympaTex®

 100% WATERPROOF	 RECYCLABLE & RECYCLED
 100% WINDPROOF	 PFC-FREE
 OPTIMALLY BREATHABLE	 PTFE-FREE
 DURABLE	 CO2 NEUTRAL

INLÄGG

Arnedry™, ett fuktabsorberande andningsbart micro-fibermaterial som eliminerar lukt, håller fötterna torra och fräscha samt är tvätt-/avtorkningsbart.



Arnedry™



Med pelott



Utan pelott

PediLange

Thermoplastinlägg med smalare profil och höga kanter. Täckmaterial Arnedry. Säljs i par. Dubbelstorlekar.

Storlek:

Utan pelott: 19-20, 21-22 osv till 33-34

Med pelott: 35-36, 37-38 osv till 49-50

Artikelnummer: 791000-020, -022 osv till -050



PediEVA 30

Ett ljusgrått inlägg i EVA-material med 30 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

Storlek:

Dubbelstorlek: 19-20, 21-22 osv till 33-34 (djup hälkopp)

Varje storlek: 35, 36 osv till 48

Artikelnummer:

Dubbelstorlek: 792010-020, -022 osv till -034

Varje storlek: 792010-035, -036 osv till -048



Star

Ett thermoplastiskt inlägg med ovanmaterial i 3 mm EVA-material. Djup hälkopp och medialt stöd. Säljs i par, i förpackning om två par. Dubbelstorlekar (21-22, 23-24 osv).

Storlek: 21-22, 23-24 osv till 35-36

Artikelnummer: 373910-022, -024 osv till -036

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.

1. MT – Normal, Slim

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
16	103	49	127
17	110	50	131
18	117	51	135
19	123	52	139
20	130	53	143
21	137	54	147
22	143	55	151
23	150	56	155
24	157	57	159
25	163	58	163

2. AK – Slim

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
18	121	49	136
19	127	51	141
20	134	52	146
21	141	54	150
22	147	55	154
23	154	56	158
24	161	58	162
25	167	59	166
26	175	60	170
27	182	62	174
28	188	63	177

3. MT – Normal, Antivarus


Unit Size	A Length	B Width	C Ball
16	105	51	141
17	112	52	144
18	119	54	148
19	125	55	153
20	132	67	157
21	138	58	162
22	145	60	166
23	152	62	170
24	157	63	173
25	164	64	177
26	171	66	182
27	178	67	186
28	185	69	190
29	192	70	195
30	198	72	196
31	205	74	200
32	212	75	205
33	219	77	209
34	225	78	212
35	232	79	216
36	239	81	221
37	245	83	225
38	252	85	230
39	259	86	234
40	265	88	239
41	271	89	243
42	278	91	248

4. AK – Normal

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
18	121	52	142
19	127	53	144
20	134	55	148
21	141	57	152
22	147	58	156
23	153	59	161
24	160	60	165
25	167	61	170
26	175	63	173
27	182	65	177
28	189	66	181
29	195	70	184
30	201	72	188
31	208	73	192
32	215	75	196
33	222	77	200
34	229	78	204
35	235	80	208
36	242	82	212
37	249	83	216
38	255	85	220

5. L6 – Normal-A, L6 Antivarus

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
18	117	55	145
19	123	56	149
20	130	57	153
21	137	58	157
22	143	59	161
23	150	60	165
24	157	61	169
25	163	62	173
26	170	64	177
27	177	66	181
28	183	68	185
29	190	70	189
30	197	72	193
31	203	73	197
32	210	74	201
33	217	75	205
34	223	77	209
35	230	78	213
36	237	80	217
37	243	81	221
38	250	83	225
39	257	85	229
40	263	87	233



Mått tagna på läst / Measures taken on last

Lägg alltid på extra utrymme motsvarande ca 10-15 mm för täckt sko, och ca 6-10 mm för öppen sko/sandal.

6. L6 – Normal-B, L6 Korsett

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
20	134	59	154
21	140	61	159
22	147	63	163
23	154	64	168
24	162	65	169
25	167	66	173
26	173	67	177
27	177	68	182
28	183	69	186
29	190	69	191
30	197	70	198
31	203	71	202
32	210	72	206
33	217	74	210
34	222	76	214
35	229	77	218
36	236	78	223
37	242	82	227
38	249	83	232
39	255	85	236
40	259	86	241

7. L6 – Normal-C

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
28	183	66	193
29	190	68	198
30	196	69	203
31	203	71	207
32	210	73	212
33	216	74	216
34	222	75	222
35	229	76	227
36	236	78	231
37	242	79	236
38	249	81	240
39	255	82	245
40	264	87	249
41	271	88	253
42	278	90	258

8. SA – Normal

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	D Instep
31	203	72	204	298
32	209	74	208	306
33	216	75	212	314
34	223	77	216	322
35	229	78	220	330
36	236	80	225	338
37	243	81	230	345
38	250	83	235	353
39	256	84	240	360
40	263	86	245	368

9. MZ/LZ – Normal/Ortos

Unit Size	A Length	B Width	C Ball N / O
27	173	66	180-200
28	179	68	186-206
29	186	70	192-212
30	193	72	196-216
31	198	74	200-220
32	205	75	205-225
33	212	77	210-230
34	219	79	216-236
35	230	82	220-240
36	239	84	225-245
37	245	87	230-250
38	252	90	235-255
39	261	92	240-260
40	268	94	245-265

10. LO – Ortos

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
18	120	58	172
19	127	59	176
20	133	60	180
21	138	62	184
22	145	63	188
23	152	65	192
24	158	66	196
25	164	67	200
26	171	68	204
27	178	70	208
28	185	71	212
29	192	72	216
30	199	73	220
31	205	75	224
32	212	76	228
33	219	78	232
34	224	79	236
35	232	81	240
36	239	82	244
37	245	84	248
38	251	85	252
39	258	87	256
40	265	88	260
41	271	90	264
42	277	91	268

11. Frenchy

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
25	160	50	176
26	167	52	180
27	173	54	184
28	180	56	188
29	186	58	192
30	194	60	196
31	201	62	200
32	208	64	204
33	213	66	209
34	220	68	214
35	227	70	219
36	233	72	225
37	239	74	230
38	245	76	235
39	243	78	240
40	260	80	245
41	272	86	250
42	279	88	255
43	286	90	260
44	292	92	265




12. AK – Antivarus

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
18	121	52	141
19	127	54	145
20	134	55	149
21	141	57	153
22	148	58	157
23	155	59	161
24	162	61	165
25	169	62	169
26	175	64	173
27	181	66	177
28	188	67	181
29	196	70	185
30	202	72	190
31	209	73	194
32	216	75	198
33	222	76	202
34	231	79	204
35	238	80	208
36	245	82	212
37	252	83	216
38	258	85	220

Förstärkningar



Indikation på lästformer, ej skalenlig



Vi vill möjliggöra för
alla människor med
funktionsvariationer
att leva ett optimalt liv.

Läs mer om oss och
våra produkter på
www.erimed.se



www.erimed.se



Tel: +46 (0)8 - 449 56 50

E-post: info@erimed.se

order@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se

Bilder: Erimed, Tatevosian Yana /
Shutterstock.com och Milles Studio /
Shutterstock.com