



2025

# ORTOPEDISKA SKOR OCH TILLBEHÖR

Bekväm-, behandlings- och postoperativa skor samt inlägg och strumpor.



## Innehållet i denna broschyr.

I denna broschyr presenterar vi delar av vårt sortiment gällande ortopediska skor, samt inlägg och strumpor för vuxna, ämnade för ortopedisk individuell anpassning och funktionsbehandling.

Merparten av alla skor är lagerförda. Vi kan även erbjuda andra icke lagerförda modeller – vänligen se därför vår hemsida för fullständigt sortiment.

Vi erbjuder även ett stort antal Finn Comfort lagerskor, samt snabba leveranser av deras beställnings-sortiment. Finn Comfort sortimentet finner ni i en separat katalog.

Huvuddelen av alla skor i broschyren är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

**Om ni önskar se lagersaldo har ni möjlighet att få en egen inlogg till vår Web-plattform.** Med en inlogg kan man se aktuellt saldo på alla våra skomodeller. Det gör att ni kan se om vi har önskad vara i rätt storlek på lager, eller finna ett jämförbart alternativ – allt för att underlätta er dialog med brukaren. Om det bara finns enstaka par av önskad sko i saldo så rekommenderar vi att ni kontaktar oss direkt så lägger vi undan den till er. Saldot på Web-plattformen uppdateras en gång per dag. Kontakta oss på [info@erimed.se](mailto:info@erimed.se) om du/ni önskar en egen inlogg.

Då vårt sortiment förändras från tid till annan kan vi ej garantera att samtliga produkter och storlekar i denna broschyr överensstämmer med dagssituationen. För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker [www.erimed.se](http://www.erimed.se) eller kontaktar oss på [order@erimed.se](mailto:order@erimed.se) alternativt **Tel. +46 8 449 56 50.**

---

## Innehållsförteckning.

Huvudsakliga varumärken i denna broschyr .....	3	Behandlings skor (Dam och Herr) .....	18-21
Yttersule-rigiditet.....	4	Post-Op / Terapiskor .....	22-23
Bekvämskor – Damsandaler .....	5-6	Orthotech funktionsbehandling.....	24
Bekvämskor – Damskor .....	7-11	Inlägg.....	25-26
Bekvämskor – Herrsandaler .....	12	Strumpor.....	27
Bekvämskor – Herrskor .....	13-16	Lästtabeller .....	28-31
Beskrivning tryckavlastning och passform – Behandlings skor .....	17		

# Huvudsakliga varumärken i denna broschyr.



Xelero är kända för sina mycket stabila skor som alla möjliggör individanpassning.

- A. Skumfotbädd med öppen cellstruktur för transporterering av fukt från foten.
- B. Kontrollplatta för stabilitet.
- C. Stödelement för stabilitet och främjad framåtrörelse.
- D. Mellansula med gel-kudde för extra stötdämpning.
- E. Platta mellan ytter- och mellansula designad för att minska tryck på framfot, samt ge vridstöd under foten.



Yttersula av gummi samt löstagbara fotbäddar.



Samtliga sandaler och skor från Cambrian möjliggör individanpassning och har;

- God volym.
- Bra avrullning.
- Foträt kraftig semirigid yttersula.
- Slitstarkt skinn och/eller meshtyg.
- Löstagbara fotbäddar.



Ny förstärkning, damsandalerna Espirit 4 och Delphi 4.



Sula, herrsandalerna från Cambrian.



Activity-sortimentet som presenteras i denna broschyr har designats för aktiva människor med behov av specialskor. Samtliga modeller har stor volym, stabiliserande bakkappor samt semirigida yttersulor.

MDR/CE märkta.

Podartis skor har biomekaniska yttersulor med mycket bra avrullning – **Timing Rocker Sole®**. Timing Rocker Sole® bidrar till en mer naturlig gång, minskar fotsmärta, trötthetskänsla, skyddar leder och ger en effektiv fördelning av tryck samtidigt som den bidrar till förbättrad stabilitet och balans. DCS-sulan som återfinns i flertalet modeller har en stabiliserande sul-konstruktion som motverkar pronation.

I broschyren återfinns även skor av andra varumärken.

OBS – Vissa skor med svarta sulor av gummi kan lämna avtryck på golv inomhus.



Symbolförklaring



Vegan



Vattentät



Elastiskt ovanmaterial

# YTTERSULE-RIGIDITET

Det är mycket viktigt vid val av skor att säkerställa rätt stabilitet utifrån användarens behov. Yttersulornas rigiditet (styvhet) är en viktig faktor när det kommer till att avhjälpa fotproblem.

- Skor med flexibel stabilitet eller medelstabilitet lämpar sig ofta för brukare med mild fotsmärta som behöver extra stabilitet och stöd.
- Behandlingsskor med biomekanisk semirigid sula lämpar sig ofta för brukare med medelhög risknivå (diabetes, neurologiska problem, ledstelhet) och smärta i fötterna. De reducerar framfotstrycket med ca 30 %.

- Behandlingsskor med biomekanisk rigid sula lämpar sig ofta för brukare med hög risknivå (diabetes, neurologiska problem) med behov av minimalt plantar-tryck.

Styvheten skiljer sig åt när det kommer till våra olika modeller. Vi har därför skapat ett schema och kategoriserat dessa efter styvhet – från 1–5.

Relevanta produkter i broschyren har en angiven rigiditet enligt tabellen nedan.

SKOMODELL/NAMN	1 – Flexibel	2	3	4	5 – Rigid
TRU-sandal		✓			
Alipes	✓				
Espirit 4, Delphi 4				✓	
Rio, Cruz (dam)			✓		
Navigator, Summit, Mariner II, Cruz (herr)				✓	
Steadfast Black, White, Wlaker, Fit-go, Steadfast II Navy				✓	
X-GPS				✓	
Matrix V				✓	
Steadfast Hiker, Trail					✓
Genesis: II, XPS, WP			✓		
Bora, Breeze, Ultra Black, Ultra Genesis, Ventura			✓		
Activity: Itala, Sport Grey, Next Evo, One EVO XF, Freedom EVO				✓	
Activity: Iron, Wild, Darwin DCS-Velcro					✓
Polar		✓			
Vail, Aspen		✓			
Botero, Venezia	✓				
X-Diab, X-Diab Goodsport, Masaccio, Giotto Velcro GV, Orthop					✓
Manet, Caravaggio, Sandalo, Asti					✓
Deambulo X	✓				
WPS, TD, Teraheel Stabil-D, EriCare					✓
Terapes				✓	
Orthotech					✓

# BEKVÄMSKOR – DAMSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



**Cambrian**

## Espirit 4

Semirigid sandal i läder med god volym, uppbyggda kanter och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 4** | **Storlek: 36-42**  
**Läst: D** | **Måttabell: 1**  
**Artikelnummer: 864512-XXX**

Löstagbar  
fotbädd från  
Cambrian.



**Cambrian**

## Delphi 4

Semirigid sandal i läder med god volym, uppbyggda kanter, reglerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 4** | **Storlek: 36-41** | **Läst: D**  
**Måttabell: 1** | **Artikelnummer: 864912-XXX**

**NYHET**

Kommer vinter/  
vår 2025



**Cambrian**

## Cruz Black

Semirigid sandal i svart PU läder med god volym, uppbyggda kanter och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 3**  
**Storlek: 36-42** | **Läst: D** | **Måttabell: 1**  
**Artikelnummer: 863212-XXX**



**NYHET**

Kommer vinter/  
vår 2025



**Cambrian**

## Cruz Taupe

Semirigid sandal i beige PU nubuck med god volym, uppbyggda kanter och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 3**  
**Storlek: 36-42** | **Läst: D** | **Måttabell: 1**  
**Artikelnummer: 863272-XXX**



Sulan på Espirit 4  
och Delphi 4.



Sulan på Cruz Black  
och Cruz Taupe.

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – DAMSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Beställningsvara – ej returrätt.

## NYHET

Kommer vinter/  
vår 2025



Cambrian

### Rio Black

Semirigid sandal i svart  
PU nubuck med god volym, uppbyggda  
kanter, reglerbar hälrem och löstagbar  
fotbädd. **Rigiditet: 3** | **Storlek: 36-42**  
**Läst: D** | **Måttabell: 1**  
**Artikelnummer: 863112-XXX**



PODARTIS  
clinically tested footwear

### Alipes Red

Sandal i lack-skin och  
nubuck, med Flexpell medialt. Löstag-  
bar fotbädd. För fler färger, se vår hemsida.  
**Beställningsvara – ej returrätt. Rigiditet: 1**  
**Storlek: 35-42** | **Läst: Normal**  
**Måttabell: 3** | **Artikelnummer: 360199-0XX** 🕒



Xelero

### TRU Slide

Mycket bekväm sandal med  
justerbar bred velcrorem. Ger  
bra stöd under hålfoten. Stabil  
yttersula i Xelero-konstruktion.  
**EJ löstagbar fotbädd. Rigiditet: 2**  
**Storlek: 6-11 (US) Motsv. 37/38/39/40,5/42/43**  
**Måttabell: 4** | **Artikelnummer: 800050-0XX**



Xelero

### TRU Snow/Onyx

Mycket bekväm sandal med  
tå-grepp. Ger bra stöd under  
hålfoten. Stabil yttersula i Xelero-  
konstruktion. **EJ löstagbar fotbädd.**  
**Rigiditet: 2** | **Storlek: 6-11 (US)**  
**Motsv. 37/38/39/40,5/42/43** | **Måttabell: 4**  
**Artikelnummer: 800034-0XX**

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

## NYHET

Kommer vinter/  
vår 2025



### X-GPS Black

En mycket stabil sportsko i svart meshtyg med element i kolfiber samt bred sidouppbyggd rullsula för framåtdrivning och neutral styrning i gångcykeln. Mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3,5 | **Storlek:** 37-43 | **Läst:** Wide  
**Måttabell:** 17 | **Artikelnummer:** 804370-XXX

## NYHET

Kommer vinter/  
vår 2025



### X-GPS Silver/Sky

En mycket stabil sportsko i ljus meshtyg med element i kolfiber samt bred sidouppbyggd rullsula för framåtdrivning och neutral styrning i gångcykeln. Mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3,5 | **Storlek:** 37-43 | **Läst:** Medium  
**Måttabell:** 18 | **Artikelnummer:** 804680-XXX



### Steadfast White Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning. Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 37-43

**Läst:** Wide/D | **Måttabell:** 8  
**Artikelnummer:** 806001-0XX



### Steadfast Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning, Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4  
**Storlek:** 37-43 | **Läst:** Wide

**Måttabell:** 8 | **Artikelnummer:** 806016-WXX



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).

**NYHET**



## Genesis WP

En snygg stabil sportsko i ljusgrått mesh-tyg med vattentätt membran. Mycket bra avrullning och uppdraget tåparti, god volym och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 37-43 | **Läst:** D

**Måttabell:** 14 | **Artikelnummer:** 800424-XXX



## Steadfast Walker White

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 37-44

**Läst:** D | **Måttabell:** 8

**Artikelnummer:** 807401-0XX

**NYHET**

Kommer vinter/  
vår 2025



## Matrix V Black Fit-Go

En mycket stadig walker-sko i läder med en sidouppbyggd bred rullsula för extra stabilitet. Fit-Go låssystem, mycket god volym, bra avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 37-43 | **Läst:** D

**Måttabell:** 22 | **Artikelnummer:** 805907-XXX



## Steadfast Walker Velcro

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 37-44

**Läst:** Wide/D | **Måttabell:** 8

**Artikelnummer:** 807140-0XX



## Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4

**Storlek:** 37-44 | **Läst:** B

**Måttabell:** 6

**Artikelnummer:** 807400-0XX ○

## Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4

**Storlek:** 37-44 | **Läst:** D

**Måttabell:** 8

**Artikelnummer:** 809740-0XX

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.



# BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



## Steadfast II Navy

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4

**Storlek:** 37-41, 43 | **Läst:** Wide/D

**Måttabell:** 8 | **Artikelnummer:** 802447-0XX 🕒



## Genesis XPS Salmon

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3

**Storlek:** 37-42 | **Läst:** B spec | **Måttabell:** 13

**Artikelnummer:** 802422-0XX 🕒



## Genesis II Pink Lemonade

Läcker, stabil och skön sportsko i meshtyg. Mycket bra avrullning, god volym och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 39-42

**Läst:** D | **Måttabell:** 14

**Artikelnummer:** 804212-0XX 🕒



## Breeze Black

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 36-42,5

**Läst:** B Cambrian | **Måttabell:** 26

**Artikelnummer:** 832500-0XX 🕒

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



## Breeze Grey Mint

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 37-39

**Läst:** B Cambrian | **Måttabell:** 26

**Artikelnummer:** 832510-0XX ○



## Ultra Genesis Silver/Rosa

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 36-39

**Läst:** B Cambrian | **Måttabell:** 26

**Artikelnummer:** 830240-0XX ○



## Ultra Black Lace

Mycket bekväm sportsko i läder med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 38, 42,5

**Läst:** B (extra djup) | **Måttabell:** 23

**Artikelnummer:** 831410-0XX ○



## Steadfast Trail

Stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5

**Storlek:** 37-40 | **Läst:** Medium

**Måttabell:** 6 | **Artikelnummer:** 800446-0XX ○



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – DAMSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Beställningsvara – ej returrätt.



## Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 4,5 | **Storlek:** 37-43 | **Läst:** Medium  
**Måttabell:** 6 | **Artikelnummer:** 801252-0XX



## Vail

Bekväm och stabil ullfodrad vinterkänga i läder med vattentätt membran. Dubbla dragkedjor för enkelt insteg och rejäl gummisula för bra grepp. Löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 2 | **Storlek:** 36-42 | **Läst:** Normal  
**Måttabell:** 31 | **Artikelnummer:** 308492-0XX



## Polar

Högkvalitativ vinterkänga med stor volym. Synt. ullfoder, vibransula samt bilaterala dragkedjor för enkelt insteg.

Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 1,5  
**Storlek:** 35-43 | **Läst:** Polar | **Måttabell:** 30  
**Artikelnummer:** 440705-0XX



## Activity Freedom EVO

Unisex sko med god intern volym. Vattenresistent överdel i nappa och mesh. Stabil bakkappa. Trekking-sula och löstagbar fotbädd.

**Beställningsvara** – ej returrätt. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 36-47  
**Måttabell:** 36 | **Artikelnummer:** 364508-0XX 🕒



## Venezia

Sko med elastiskt material för att motverka tryck på deformiteter.

Fotbädd ingår. **Rigiditet:** 1 | **Storlek:** 35-41  
**Läst:** Venezia | **Måttabell:** 28  
**Artikelnummer:** 512811-0XX



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – HERRSANDALER

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



Cambrian

## Navigator

Sandal i läder med god volym, uppbyggda kanter, justerbar hälrem och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4  
**Storlek:** 41-47 | **Läst:** D | **Måttabell:** 2  
**Artikelnummer:** 868110-0XX



Cambrian

## Summit

Sandal i läder med god volym, uppbyggda kanter och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 41-47  
**Läst:** D | **Måttabell:** 2  
**Artikelnummer:** 868210-0XX



Cambrian

## Mariner II

Sportig sandal i konstläder med god volym, uppbyggda kanter, justerbara remmar och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 41-47  
**Läst:** D | **Måttabell:** 2  
**Artikelnummer:** 868510-0XX



Xelero

## TRU Slide

Mycket bekväm sandal med justerbar bred velcrorem. Ger bra stöd under hålfoten. Stabil yttersula i Xelero-konstruktion. **EJ löstagbar fotbädd. Rigiditet:** 2  
**Storlek:** 8-13 (US) Motsv. 40,5/42/43/44,5/46/47 | **Måttabell:** 5  
**Artikelnummer:** 800100-0XX

## NYHET

Kommer vinter/vår 2025



Cambrian

## Cruz Dark Brown

Semirigid sandal i brunt PU läder med god volym, uppbyggda kanter och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4  
**Storlek:** 41-47 | **Läst:** D | **Måttabell:** 2  
**Artikelnummer:** 868650-XXX



Sulan på sandalerna från Cambrian.

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).

## NYHET

Kommer vinter/  
vår 2025



### X-GPS Black/Grey

En mycket stabil sportsko i svart meshtyg med element i kolfiber samt bred sidouppbyggd rullsula för framåtdrivning och neutral styrning i gångcykeln. Mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3,5 | **Storlek:** 41-48 | **Läst:** Wide  
**Måttabell:** 19 | **Artikelnummer:** 803100-XXX

## NYHET



### Genesis WP

En snygg stabil sportsko i grå/svart mesh-tyg med vattentätt membran. Mycket bra avrullning och uppdraget täparti, god volym och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 41-48 | **Läst:** 4E  
**Måttabell:** 16 | **Artikelnummer:** 803130-XXX



### Steadfast Grey Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning. Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 4  
**Storlek:** 41-48 | **Läst:** XWide/4E  
**Måttabell:** 9 | **Artikelnummer:** 802844-0XX



### Steadfast Fit-Go

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning, Fit-go låssystem och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 41-48 | **Läst:** Wide  
**Måttabell:** 7 | **Artikelnummer:** 802860-WXX



### Steadfast II Navy

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 4  
**Storlek:** 41-48 | **Läst:** Wide/2E | **Måttabell:** 7  
**Artikelnummer:** 800445-0XX 🕒

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.



## Steadfast Walker Velcro

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4  
**Storlek:** 41-49,5 | **Läst:** 6E | **Måttabell:** 11  
**Artikelnummer:** 808130-0XX



## Steadfast Walker Black

Modern, stabil och bekväm sportsko i läder med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4  
**Storlek:** 41-49,5 | **Läst:** 4E | **Måttabell:** 9  
**Artikelnummer:** 805830-0XX

**NYHET**  
Kommer vinter/  
vår 2025



## Matrix V Vit

En mycket stadig walker-sko i läder med en sidouppbyggd bred rullsula för extra stabilitet. Mycket god volym, bra avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 41-48 | **Läst:** 2E  
**Måttabell:** 20 | **Artikelnummer:** 806511-XXX

**NYHET**  
Kommer vinter/  
vår 2025



## Matrix V Black Fit-Go

En mycket stadig walker-sko i läder med en sidouppbyggd bred rullsula för extra stabilitet. Fit-Go låssystem, mycket god volym, bra avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 41-48 | **Läst:** 4E  
**Måttabell:** 21 | **Artikelnummer:** 806507-XXX



## Zurich Brown (Steadfast)

En modern, snygg stabil och bekväm herrsko i oljat läder med god volym, och sportig sula. Zurich har mycket god avrullning och en stabil semi-rigid sula med kontrollplatta. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 41-48 | **Läst:** 2E  
**Måttabell:** 7 | **Artikelnummer:** 801204-XXX

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



**Genesis  
XPS Grey**

Stabil och bekväm sportsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3 | **Storlek:** 41, 43-48  
**Läst:** D spec | **Måttabell:** 12  
**Artikelnummer:** 804630-0XX 🕒



**Bora Black**

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3  
**Storlek:** 41-47 | **Läst:** D | **Måttabell:** 25  
**Artikelnummer:** 832400-0XX 🕒



**Bora Grey**

Mycket bekväm sportsko i mesh med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3  
**Storlek:** 41-46 | **Läst:** D | **Måttabell:** 25  
**Artikelnummer:** 832410-0XX 🕒



**Ultra Black Lace**

Mycket bekväm sportsko i läder med stor volym i framfot, mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3  
**Storlek:** 44, 46 | **Läst:** 2E (extra djup)  
**Måttabell:** 24 | **Artikelnummer:** 831312-0XX 🕒



**Steadfast Trail**

Modern, stabil och bekväm vattentät trailsko i mesh med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5 | **Storlek:** 42-48  
**Läst:** Medium | **Måttabell:** 10  
**Artikelnummer:** 807257-0XX 🕒



**Genesis II  
Shark Grey**

Snygg stabil och skön sportsko i meshtyg. Mycket bra avrullning, god volym och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 3  
**Storlek:** 41, 43-48 | **Läst:** 2E | **Måttabell:** 15  
**Artikelnummer:** 801668-0XX 🕒

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEKVÄMSKOR – HERRSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2). ● Beställningsvara – ej returrätt.



## Aspen

Snygg, bekväm, ullfodrad vinterkänga i läder med vattentätt membran. Dragkedja medialt samt snörning för enkelt insteg. Gummisula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 2**  
**Storlek: 40-46 | Läst: Normal | Måttabell: 32**  
**Artikelnummer: 309482-0XX**



## Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd.

**Rigiditet: 4,5 | Storlek: 42-48**  
**Läst: Medium | Måttabell: 10**  
**Artikelnummer: 803000-0XX** ○

## Steadfast High Hiker

Stabil och bekväm vattentät hikingkänga i nubuck med mycket god avrullning och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 4,5 | Storlek: 41-48**  
**Läst: Extra Wide | Måttabell: 9**  
**Artikelnummer: 807300-0XX**



## Activity Freedom EVO

Unisex sko med god intern volym. Vattenresistent överdel i nappa och mesh. Stabil bakkappa. Trekking-sula och löstagbar fotbädd. **Beställningsvara – ej returrätt. Rigiditet: 4 | Storlek: 36-47**  
**Måttabell: 36 | Artikelnummer: 364508-0XX** ●



## Botero

Sko med elastiskt material för att motverka tryck på deformationer. Fotbädd ingår. **Rigiditet: 1**  
**Storlek: 39-47 | Läst: Botero**  
**Måttabell: 29 | Artikelnummer: 513111-0XX**



## Ventura Casual


Bekväm, rymlig herrsko i svart läder. Bra avrullning och stor volym i framfot, samt rejäl gummisula. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 3 | Storlek: 41-47 | Läst: 2E**  
**Måttabell: 27 | Artikelnummer: 855412-0XX**

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.




Podartis är ett företag som under mer än 30 år arbetat med omfattande forskning och utveckling på behandlingsområdet. Vi har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Podartis. Du kan gärna läsa mer om deras arbete samt forskning på [www.podartis.com](http://www.podartis.com).

Nedan analys beskriver tydligt trycknivå och tryckfördelning vid användande av olika typer av sulor (normala, biomekaniskt flexibla samt biomekaniskt rigida sulor).




Nedan beskriver skillnaden mellan normala skor, ortopediska skor och ortopediska skor med flexibelt ovanmaterial.

Alla Podartis skor använder **töjbar eller värme-omformbar teknologi** som möjliggör att ovasidan av skon kan formas och anpassas till fotens och tårnans form.



**NORMAL SKO**

anpassar sig inte efter deformiteter och kan orsaka **smärta**.



**STANDARD ORTOPEDISK SKO**

en sko med större volym möjliggör anpassningar för många fotrelaterade problem men kan samtidigt skapa skadlig **friktion**.



**PODARTIS SKO**

möjliggör en **optimal passform** genom såväl volym som att anpassa sig till deformiteter och därmed undvika skadlig friktion.

# BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Beställningsvara – ej returrätt.



## Activity Itala

Damsko med stor intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabil bakkappa, DCS yttersula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 4** | **Storlek: 35-41**  
**Måttabell: 35** | **Artikelnummer: 514171-0XX**



## Activity Next Evo

Damsko med stor intern volym, och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa och löstagbar fotbädd. Lättvikt. **Rigiditet: 4**  
**Storlek: 35-41** | **Måttabell: 35**  
**Artikelnummer: 360378-0XX**



## Activity One EVO XF

Stabil och lätt dam-sportsko med karborrand och stor intern volym med löstagbara fotbäddar. XF – Extra Fitting-systemet, designat för effektiv och snabb anpassning av skons inre volym. **Beställningsvara – ej returrätt.**  
**Rigiditet: 4** | **Storlek: 35-41** | **Måttabell: 35**  
**Artikelnummer: 360418-0XX** 🕒



## Activity Iron Dam

Damsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-sliitsula. Löstagbar fotbädd.  
**Rigiditet: 4,5** | **Storlek: 36-39** (för större storlekar hänvisar vi till Activity Iron Herr)  
**Måttabell: 34** | **Artikelnummer: 513378-0XX**



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Beställningsvara – ej returrätt.



## Activity Iron Herr

Herrsko med stor volym, och Velcro. Stabil bakkappa, DCS yttersula samt Vibram-slitsula. Löstagbar fotbädd.

**Rigiditet:** 4,5 | **Storlek:** 40-47 | **Måttabell:** 34  
**Artikelnummer:** 513278-0XX



## Activity Sport Grey

Herrsko med stor intern volym och överdel utan synbara sömmar. Stabiliserande bakkappa, DCS sula och snörlås. Löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 39-47

**Måttabell:** 33 | **Artikelnummer:** 513178-0XX



## Activity Wild

Stabil herrkänga med Velcro, samt värmeformbar ovandel i nappa. Stor intern volym, DCS yttersula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 4,5 | **Storlek:** 39-47

**Måttabell:** 34 | **Artikelnummer:** 365521-0XX



## X-diab

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Stabiliserande bakkappa. DCS Diab yttersula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet:** 5 | **Storlek:** 36-46

**Måttabell:** 39 | **Artikelnummer:** 513471-0XX



## X-diab Goodsport

Stabil herrsko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och god volym. Stabiliserande bakkappa. Biomekaniskt rigid yttersula och löstagbar fotbädd.

**Beställningsvara – ej returrätt.**

**Rigiditet:** 5 | **Storlek:** 39-46 | **Måttabell:** 37  
**Artikelnummer:** 360091-0XX 🕒



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2). ● Beställningsvara – ej returrätt.



## Masaccio

Unisex sko med elastiskt Flexpell® ovanmaterial och stor volym. Avtagbara stabilisatorer bilateralt.

**Beställningsvara – ej returrätt.**

**Rigiditet: 5 | Storlek: 36-46 | Måttabell: 37**

**Artikelnummer: 513801-0XX** ●



## Darwin DCS Velcro

Herrsko med stor intern volym och extra mjuk överdel i mesh och nappa. Stabil bakkappa, DCS Diab yttersula och löstarbar fotbädd. **Beställningsvara – ej returrätt. Rigiditet: 4,5 | Storlek: 39-46**

**Måttabell: 34 | Artikelnummer: 360570-0XX** ●



## Giotto Velcro GV

Sko med stor volym och värmeformbart kalvskinn. Stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. **Beställningsvara – ej returrätt. Rigiditet: 5 | Storlek: 39-47**

**Måttabell: 37 | Artikelnummer: 362101-0XX** ●



## Deambulo X

Unisex sko i mjuk flexibel textil/nylon speciellt anpassad för rehabiliteringsändamål. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, varierbar volym, samt lätt vikt. Flexibel sula och löstagbar fotbädd. **Rigiditet: 1**

**Storlek: 36-47 | Måttabell: 40**  
**Artikelnummer: 510400-0XX**



## Orthop

Unisex sko i textil. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, med mycket stor justerbar volym som möjliggör bandagering. Yttersula i EVA, rigid med 2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår. **Rigiditet: 5**

**Storlek: 36-48 | Måttabell: 42**

**Artikelnummer: 911615-0XX** ○



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästablerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# BEHANDLINGSSKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2). ● Beställningsvara – ej returrätt.



## Manet

Damsandal med elastiskt Flexpell® och nappa. Stor volym, löstagbar fotbädd, stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. **Beställningsvara – ej returrätt. Rigiditet: 5 | Storlek: 35-42**  
**Måttabell: 38 | Artikelnummer: 511520-0XX** ●



## Caravaggio

Herrsandal i skinn och nubuck, med stor volym, löstagbar fotbädd stabil bakkappa och DCS Diab yttersula. **Rigiditet: 5 | Storlek: 39-46**  
**Måttabell: 37 | Artikelnummer: 511811-0XX**



## Sandalo Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5 | Storlek: 35-41**  
**Måttabell: 41**  
**Artikelnummer: 510328-0XX**

## Sandalo Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5 | Storlek: 42-48**  
**Måttabell: 41**  
**Artikelnummer: 510428-0XX**



## Asti Dam

Damsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5**  
**Storlek: 35-40 | Måttabell: 41**  
**Artikelnummer: 510329-0XX** ●

## Asti Herr

Herrsandal med bearbetningsbart kalvskinn och mycket stor volym. Bearbetningsbar yttersula EVA 40 shore inlägg ingår. **Rigiditet: 5**  
**Storlek: 41-48 | Måttabell: 41**  
**Artikelnummer: 510429-0XX** ●

Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtablerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# POST-OP / TERAPISKOR


Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

🕒 Beställningsvara – ej returrätt.



## WPS

Framfotsavlastande post-op sko med 8° talus sula. Nylonöverdel och justerbara velcro-band. 34 mm yttersula. **Rigiditet:** 5  
**Storlek:** 35-48 (dubbelstorlekar)  
**Måttabell:** 45  
**Artikelnummer:** 512100-0XX



## Teraheel

Bakfotsavlastande post-op sko med bilateral stabilisering. Fullt öppningsbar med velcro, samt borttagbar posterior hälplatta.  
**Rigiditet:** 5 | **Storlek:** S-XL (4 stl)  
**Måttabell:** 43  
**Artikelnummer:** 511400-0XX



## Stabil-D

Sandal med bilaterala stabilisatorer. Skydd mot anterior friktion, rigid rullsula samt EVA innersula. **Beställningsvara – ej returrätt.** **Rigiditet:** 5 | **Storlek:** 35-46 (dubbelstorlekar) | **Måttabell:** 45  
**Artikelnummer:** 516000-0XX 🕒



## TD

Framfotsavlastande post-op sko med rullsula, 8° vinkel dorsoflexion i innersulan, samt 22 mm yttersula. Nylonöverdel och justerbara velcro-band. **Rigiditet:** 5  
**Storlek:** 35-48 (dubbelstorlekar)  
**Måttabell:** 45  
**Artikelnummer:** 510500-0XX



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

# POST-OP / TERAPISKOR

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



## Terapes

Post-op sko med semirigid yttersula. Sömlös överdel, velcro, lätt vikt.

**Rigiditet:** 4 | **Storlek:** 35-48 (dubbelstorlekar) | **Måttabell:** 45

**Artikelnummer:** 512000-0XX



## Tåskydd

För WPS, TD, Terapes, Teraheel.

**Storlek/Artikelnummer:**

Medium 512105-001,

Large 512105-002



## EriCare

Avlastande post-op sko med bra tå-sprängning. Nylonöverdel och justerbara velcro-band, samt dubbla innersulor.

**Rigiditet:** 5

**Storlek:** XS-XL | **Måttabell:** 44

**Artikelnummer:** 911610-0XX ○



## Tåskydd till EriCare

**Storlek:** XS-XL

**Artikelnummer:** 911611



## Orthop

Unisex sko i textil. OBS – säljs i par. För postop, skydd och prevention. Fullt öppningsbar för enkelt insteg, med mycket stor justerbar volym som möjliggör bandagering. Rull-sula i EVA, rigid med 2 mm slitsula i gummi. 5 mm EVA inlägg ingår.

**Rigiditet:** 5 | **Storlek:** 36-48

**Måttabell:** 42 | **Artikelnummer:** 911615-0XX ○



Alla modeller är olika – vänligen titta därför alltid i lästtabellerna på sid 28-31 för korrekta mått.

Med Orthotech's sortiment erbjuder vi det överlägsna behandlingsalternativet för tidig funktionsbehandling. Tidig funktionsbehandling bidrar framgångsrikt till en förbättring i behandlingsresultatet och förkortar rehabiliteringstiden. Skorna möjliggör en begränsad, säker stabiliserande rörelse och tryckavlastning. De ger ofta en mycket bra terapi jämfört med gips eller bandage med bland annat förbättrad mobilitet, vridstabilitet och förenklad sårbehandling.

Behandlingsskorna på bild nedan lagerförs i begränsad omfattning. Övriga artiklar i sortimentet är beställningsvara. För att se samtliga olika modeller (ex Vario Stabil, Reha Stabil) – vänligen gå in på vår hemsida [www.erimed.se](http://www.erimed.se).

## Information Kil-inlägg för tvåsidig spetsfotställning för Orthotech Vario Stabil.

Terapiförloppet skall ovillkorligen överenskommas med behandlande läkare. 3 kilinlägg ingår.

Vecka 1-4: 130 grader spetsfotställning motsvarar ca 3 cm klackhöjd

Vecka 5-6: 120 grader spetsfotställning motsvarar ca 2 cm klackhöjd

Vecka 7-8: 110 grader spetsfotställning motsvarar ca 1 cm klackhöjd

Vecka 9-12: Vid motsvarande sen-regenerering är det inte nödvändigt

## Indikationer – Ortotech

INDIKATION / MODELL	Orthotech Stabil	Ortotech Stabil Safety	Vario Stabil	Reha Stabil
Ligamentskador i fotens kapsel	x	x		
Vissa bensador i fot/fotled (t.ex stressfraktur)	x	x		
Artrit i fotleden	x	x		
Stukningar av fotleden	x	x		
Förebyggande vid ofta återkommande skador	x	x		
Immobilisering av vrist/ mellanfot	x	x		
Tidig funktionsbehandling av avslitna hälsenor			x	
Stabiliserande för begränsningar och rörelseinducerad smärta i underben och bakfot			x	
Uppföljningsbehandling av frakturer och artrodeser			x	
Kompenserar för muskelsvaghet (förlamning)			x	x
Tillstånd efter en stroke				x
Slapp pares, Cerebral pares				x
Öppningsbar tåbox för kontroll och korrigerig av tå-position				x



### Stabil Svart Velcro

Terapeutisk sko som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcroband för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Se vidare indikations-schema. **Storlek:** 3-13. Storlek 7-9 lagerförs. Övriga storlekar beställningsvara – ej returrätt. **Måttabell:** 46 | **Artikelnummer:** 071752-0XX




### Stabil Svart Sandal

Terapeutisk sandal som säkerställer stabilitet och främjar läkningsprocessen. Med velcroband för enkelt insteg och löstagbar fotbädd. Lätt vikt. **Storlek:** 3-14. Storlek 7-9 lagerförs. Övriga storlekar beställningsvara – ej returrätt. **Måttabell:** 46 | **Artikelnummer:** 071755-0XX



# INLÄGG

Samtliga Thermoplastiska inlägg i Pedi-serien är täckta med Arnedry™. Ett fuktabsorberande andningsbart micro-fibermaterial som eliminerar lukt, håller fötterna torra och fräscha samt är tvätt-/avtorkningsbart.



Arnedry™



## PediLange

Thermoplastinlägg med smalare profil och höga kanter. Täckmaterial Arnedry. Säljs i par. Dubbelstorlekar.

### Storlek:

Utan pelott: 19-20, 21-22 osv till 33-34

Med pelott: 35-36, 37-38 osv till 49-50

**Artikelnummer:** 791000-020, -022 osv till -050



## PediTherm

Thermoplastinlägg med bredare profil och medelhög kant. Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex. Med pelott. Säljs i par. **Storlek:** 35-48

**Artikelnummer:** 791020-035, -036 osv till -048



## PediTeP

Thermoplastinlägg med 3 mm PPT, bredare profil och medelhög kant. Täckmaterial Arnedry. Undersida av Suetex.

Med pelott. Säljs i par. **Storlek:** 35-48

**Artikelnummer:** 791010-035, -036 osv till -048



## Escombine kort med PPT

Ett thermoplastiskt inlägg väl lämpat att användas vid överbelastningsproblem. Ovanmaterial av 3 mm skinnbeklädd PPT.

Säljs i par. **Storlek:** 35-46

**Artikelnummer:** 814121-035, -036 osv till -046

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.

# INLÄGG



## PediEVA 30

Ett ljusgrått inlägg i EVA-material med 30 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

### Storlek:

Dubbelstorlek: 19-20, 21-22 osv till 33-34 (djup hälkopp)

Varje storlek: 35, 36 osv till 48

### Artikelnummer:

Dubbelstorlek: 792010-020, -022 osv till -034

Varje storlek: 792010-035, -036 osv till -048



## PediEVA 45

Ett vitt inlägg i EVA-material med 45 Shore och bra medialt stöd. Grovslipad för att snabbt kunna anpassas. Kan täckas med microfiber. Säljs i par.

### Storlek:

Artikelnummer: 792020-035, -036 osv till -048



## Multicolor lång, normal

Ett slipbart EVA-inlägg med olika färglager för enkel bedömning av slipningsnivå. 40 Shore. Säljs i par, i förpackning om två par. **Storlek:** 35-48

### Artikelnummer:

Med pelott: 373714-035, -036 osv till -048

Utan pelott: 373715-035, -036 osv till -048



## ReumaDiab PL763

Ett Inlägg med pelott väl lämpat för diabetiker. Diapodmaterialet har svamp- och bakteriedödande egenskaper. 25 Shore. Undersida av EVA-material dens 200, uppvärmningsbart i 85°C -120°C. Säljs i par, i förpackning om två par. Jämna storlekar = lagervara, ojämna = beställningsvara. **Storlek:** 35-47

Artikelnummer: 510763-034, -035 osv till -047



## Escosoft blå diabetes

Ett brett inlägg med ljusblå PPT ovan, mellanlager av plastazote (ca 12 shore) och undersida av vit superform (ca 45 shore). Med pelott och THK-förstärkning. Säljs i par. **Storlek:** 35-47

Artikelnummer: 816142-035, -036 osv till -047



## Pelotter

Vi har flertalet olika pelotter, såväl neutrala som höger / vänster. Dessa är de vanligaste.

### Storlek:

1 – hö/vå, säljs parvis

2 – hö/vå, säljs styckvis

3 – njurformad, hö/vå, säljs parvis

### Artikelnummer:

812041-001

813917-002

813435-003

För komplett inläggs- och material-erbjudande – se vår hemsida.

# STRUMPOR

○ Så länge lagret räcker. För aktuellt saldo – se vår Web-plattform (mer info sid. 2).



## Diabetes-strumpa Extra vid (par)

Extra vid strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Upp till 60 cm omfång. Mycket lämplig för svullna/kraftiga fötter och fotleder. Finns i svart.

Skostorlek:	Art.nr:
35-38	663100-112
39-42	663100-113
43-46	663100-114



## Diabetes-strumpa Normal (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. 3 färger – svart, vit och grå.

Skostorlek:	Svart, art.nr:	Vit, art.nr:	Grå, art.nr:
35-38	660000-112	660001-112	660000-312
39-42	660000-113	660001-113	660000-313
43-46	660000-114	660001-114	660000-314



## Diabetes-strumpa Soft (par)

Strumpa utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk halvplysch under foten, över tårna och runt hälen. 3 färger – svart, vit och grå.

Skostorlek:	Svart, art.nr:	Vit, art.nr:	Grå, art.nr:
35-38	662000-112	662001-112	662000-312
39-42	662000-113	662001-113	
43-46	662000-114	662001-114	662000-314



Soft: Insidan har extra mjuk plysch.



## Diabetes-knäsocka Soft (par)

Knäsocka (60 cm) utan åtsittande resår och tjocka sömmar. Extra mjuk plysch i hela sockan. 2 färger – svart och vit.

Skostorlek:	Svart, art.nr:	Vit, art.nr:
35-38	664002-312	664001-312
39-42	664002-313	664001-313
43-46	664002-314	664001-314

## HeelPad

HeelPad är en behaglig komfortabel hälstrumpa med silikoninlägg för torr och sprucken hud. Vid kontakt med silikonet aktiveras hudens egna helningsprocess. Huden blir smidig och sprickorna försvinner utan användning av krämer. Kan bäras under vanliga strumpor, dag- eller nattetid. Max användning 12 timmar i sträck. Säljs i förpackning om 10 par.

Storlek / färg:	Art.nr:
Medium / beige (ca 36-42)	767100-000 ○
Large / svart (ca 40-46)	767200-000 ○



### 1. Cambrian Sandal Women – D

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
36	237	85	244
37	246	87	250
38	250	88	253
39	254	89	257
40	263	91	263
41	271	93	269
42	280	95	276

### 2. Cambrian Sandal Men – D

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	266	87	267
42	271	89	270
43	279	94	277
44	283	96	280
45	288	98	283
46	296	102	289
47	304	106	296

### 3. Alipes sandal

Unit Size	A Length	B Width
35	230	80
36	237	80
37	243	82
38	247	82
39	259	84
40	263	85
41	269	87
42	276	90

### 4. TRU Slide/Onyx Women

Unit US Size	Unit EU Size	A Length	B Width
6	36	233	88
7	37	242	90
8	38	250	92
9	39	258	94
10	41	267	96
11	42	275	98

### 5. TRU Slide Men

Unit US Size	Unit EU Size	A Length	B Width
8	41	267	96
9	42	276	98
10	43	284	100
11	44	292	102
12	45	301	104
13	46	309	106

### 6. Steadfast Women – Med/B

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	234	84	222
38	243	86	229
39	251	88	235
40	255	89	238
41	264	91	245
42	268	92	248
43	276	94	254
44	285	96	260

### 7. Steadfast, Zurich Men – Wide/2E

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	95	271
42	279	96	274
43	287	98	280
44	291	99	283
45	300	101	290
46	304	102	293
47	313	104	299
48	321	107	306
49.5	330	109	312

### 8. Steadfast Women – Wide/D

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	234	85	231
38	243	87	238
39	251	89	244
40	255	90	247
41	264	92	254
42	268	93	257
43	276	95	263
44	285	97	269

### 9. Steadfast Men – XWide/4E

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	96	275
42	279	97	278
43	288	99	284
44	292	100	287
45	300	102	294
46	305	103	297
47	313	105	303
48	322	108	310
49.5	330	110	316

### 10. Steadfast Men – Med/D

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	274	94	254
42	278	95	257
43	286	97	263
44	290	98	266
45	299	100	273
46	303	101	276
47	312	103	282
48	320	106	289
49.5	329	108	295

### 11. Steadfast Men – XXW/6E

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	276	102	285
42	280	103	288
43	289	105	294
44	293	106	297
45	301	108	304
46	306	109	307
47	314	111	313
48	323	114	320
49.5	331	116	326

### 12. Genesis XPS Men – D

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	93	256
42	279	94	259
43	287	96	265
44	292	97	269
45	300	99	275
46	305	100	278
47	313	102	284
48	321	104	291

### 13. Genesis XPS Women – B

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	241	84	230
38	249	87	237
39	258	89	243
40	262	90	246
41	270	92	253
42	275	93	256
43	283	95	262

### 14. Genesis II & WP Women – D

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	241	85	240
38	250	87	246
39	258	89	253
40	262	90	256
41	271	92	262
42	275	93	266
43	283	95	272

**15. Genesis II Men – 2E**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	276	92	266
42	280	93	269
43	288	95	275
44	293	96	279
45	301	98	285
46	305	99	288
47	314	101	294
48	322	104	301

**16. Genesis WP Men– 4E**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	92	275
42	279	93	278
43	288	95	284
44	292	96	288
45	300	98	294
46	305	99	297
47	313	101	303
48	321	103	310

**17. X-GPS Women – Wide**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	238	84	238
38	247	86	244
39	255	88	250
40	259	89	253
41	268	91	260
42	272	92	263
43	280	94	269

**18. X-GPS Women – Medium**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	238	81	224
38	247	83	230
39	255	85	236
40	259	87	239
41	268	89	246
42	272	90	249
43	280	92	255

**19. X-GPS Men – Wide**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	272	97	272
42	277	98	276
43	285	100	282
44	289	101	285
45	298	103	292
46	302	104	295
47	310	106	301
48	319	108	307

**20. Matrix V Men – 2E**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	92	263
42	279	93	266
43	287	95	272
44	292	96	276
45	300	98	282
46	304	99	285
47	313	101	291
48	321	104	298

**21. Matrix V Men – 4E**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	98	282
42	279	99	285
43	287	101	291
44	292	102	294
45	300	104	301
46	304	105	304
47	313	107	310
48	321	110	317

**22. Matrix V Women – D**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	242	82	231
38	250	84	237
39	258	86	244
40	263	87	247
41	271	89	253
42	275	91	257
43	284	93	262

**23. Ultra Black Women – B**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
37	250	89	234
38	254	90	237
39	258	91	240
40	267	93	247
41	275	95	253
42.5	284	97	259

**24. Ultra Black Men – 2E**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	100	264
42	279	101	268
43	287	103	274
44	292	104	277
45	296	105	280
46	304	107	287
47	313	109	293
48	321	111	299

**25. Bora Men – D**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	98	249
42	279	99	253
43	287	101	259
44	292	102	262
45	296	103	265
46	304	105	272
47	313	107	278

**26. Breeze, Ultra Genesis Women – B**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
36	242	87	222
37	250	89	228
38	254	90	232
39	258	91	235
40	267	93	241
41	275	95	248
42.5	284	97	254

**27. Ventura Casual Men – 2E**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
41	275	100	258
42	279	101	262
43	287	103	268
44	292	104	271
45	296	105	274
46	304	107	281
47	313	109	287

**28. Venezia**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
35	232	87	238
36	238	89	243
37	245	90	248
38	252	92	253
39	258	93	258
40	265	95	263
41	96	90	268

**29. Botero (12)**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
39	258	96	258
40	265	97	263
41	271	99	268
42	278	100	273
43	285	102	278
44	291	103	283
45	297	105	288
46	305	106	293
47	311	108	298

**30. Polar**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
35	228	80	230
36	236	82	236
37	238	83	242
38	248	85	247
39	255	87	252
40	261	89	257
41	267	91	262
42	274	93	268
43	281	95	272

**31. Vail**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
36	241	83	229
37	248	84	233
38	254	85	237
39	261	86	241
40	267	87	245
41	274	88	249

**32. Aspen**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball
40	268	93	250
41	275	95	255
42	281	96	260
43	288	97	265
44	294	99	270
45	301	101	275
46	307	102	280

**33. Activity Sport Grey**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
39	257	96	261	36
40	264	97	266	37
41	270	99	271	38
42	277	100	276	39
43	284	102	281	40
44	290	103	286	41
45	297	105	291	42
46	304	106	296	43
47	310	108	301	44

**34. Activity Iron (D, H), Activity Wild, Darwin DCS Velcro**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	235	91	256	34
37	242	93	261	35
38	248	94	266	36
39	255	96	271	37
40	262	97	276	38
41	268	99	281	37.5
42	275	100	286	38
43	282	102	291	38.5
44	288	103	296	39
45	295	105	301	39.5
46	302	106	306	40
47	308	108	311	40.5

**35. Activity Itala, Activity Next EVO, Activity One EVO XF**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
35	232	87	241	34
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	258	93	261	36
40	265	95	266	36
41	272	96	271	37

**36. Activity Freedom Evo**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	238	89	246	34
37	245	90	251	35
38	252	92	256	35
39	259	95	261	36
40	266	96	266	36
41	273	98	271	37
42	280	100	276	37
43	287	102	281	38
44	293	103	286	38
45	300	105	291	39
46	307	106	296	40
47	313	108	301	40

**37. Caravaggio, Giotto Velcro GV, X-Diab Goodsport, Masaccio**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	94	271	41
40	263	96	276	41
41	270	98	281	42
42	276	100	286	42
43	282	102	291	43
44	288	103	296	43
45	294	105	301	44
46	302	106	306	44
47	308	108	311	45

**38. Manet**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
35	232	87	251	37
36	238	89	256	38
37	245	90	261	39
38	252	92	266	40
39	258	93	271	41
40	265	95	276	42
41	272	96	281	43
42	278	98	286	44

**39. X-Diab (16)**

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
36	235	93	262	39
37	242	95	267	40
38	248	96	272	41
39	255	98	277	42
40	262	99	282	43
41	268	101	287	44
42	275	102	292	45
43	282	104	297	46
44	288	105	302	47
45	295	107	307	48
46	302	108	312	49
47	308	110	317	50

#### 40. Deambulo X

Unit Size	A Length
36	238
37	245
38	252
39	258
40	265
41	271
42	278
43	285
44	291
45	297
46	305

#### 41. Sandalo, Asti

Unit Size	A Length	B Width	C Ball	E Toe
35	232	92	265	43
36	238	93	270	44
37	245	95	275	45
38	252	96	280	46
39	258	98	285	47
40	265	99	290	48
41	272	101	295	49
42	278	102	300	50
43	285	104	305	51
44	292	105	310	52
45	298	107	315	53
46	305	108	320	54
47	312	110	325	55

#### 42. Orthop

Unit Size	A Length	B Width	F Shaft H.
36	225	93	95
37	240	95	95
38	245	95	100
39	250	96	100
40	260	98	105
41	270	100	105
42	280	102	105
43	285	105	107
44	290	105	110
45	295	108	110
46	300	110	112
47	305	110	113
48	310	113	115

Measures taken on last  
/ Mått tagna på läst

Lägg alltid på extra utrymme motsvarande ca 10-15 mm för täckt sko, och ca 6-10 mm för öppna sko.

#### 43. Teraheel



Unit Size	Fits	Length
S	35-37	222
M	38-40	243
L	41-43	263
XL	44-46	284

#### 45. WPS / Terapes / TD / Stabil-D

Unit Size	WPS Length	Terapes Length	TD Length	Stabil-D Length
35/36	230	226	230	233
37/38	240	240	245	245
39/40	253	255	260	259
41/42	265	269	275	271
43/44	275	280	290	285
45/46	290	296	300	297
47/48	295	308	310	312

#### 46. Orthotech Stabil, Reha, Vario Incl. thick resp. thin insole

Unit UK Size	Reference EU Size	A Length	B Width	C- thick Ball	C- thin Ball	D- thick Heel	D- thin Heel
3	35.5	234	83	227	230	326	329
4	37	243	85	233	236	337	340
5	38	251	87	238	241	343	346
6	39	259	89	243	246	355	358
7	40.5	268	91	248	251	368	371
8	42	276	93	254	257	374	377
9	43	285	95	259	262	381	384
10	44.5	293	97	264	267	389	392
11	46	302	99	269	272	399	402
12	47	310	101	273	276	411	414
13	48	318	103	279	282	416	419
14	50	327	105	288	291	428	431



# Vi vill möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv.

Läs mer om oss och  
våra produkter på  
[www.erimed.se](http://www.erimed.se)



[www.erimed.se](http://www.erimed.se)



Tel: +46 (0)8 - 449 56 50

E-post: [info@erimed.se](mailto:info@erimed.se)

[order@erimed.se](mailto:order@erimed.se)

Grafisk design och tryck: [ClearDesign.se](http://ClearDesign.se)

Bilder: Xelero, Podartis, Cambrian,  
Ihle, Orthotech, Erimed, Halfpoint /  
[Shutterstock.com](http://Shutterstock.com)